

Elektromobile



Herzlich Willkommen bei der sanaflair Rehazentrum GmbH!

Wir sind Ihr Fachgeschäft rund um Ihre Mobilität.

Bei uns finden Sie neben einer großen Auswahl an Rollatoren, Elektromobilen und weiteren Mobilitätsprodukten auch einen fachkompetenten Service und eine Beratung rund um unsere Produkte.

Sie haben ein Problem mit Ihrem Elektromobil oder Rollator? Sie suchen ein Zubehörteil?

Dann kommen Sie gerne zu uns, wir kümmern uns um Ihr Problem.

In diesem Katalog zeigen wir Ihnen eine Auswahl unserer Produktpalette.

Sie möchten eine Probefahrt durchführen oder wünschen eine individuelle Beratung rund um unsere Mobilitätsprodukte?

Sie sind herzlich eingeladen unsere Filialen zu besuchen.

Wir sind für Sie da.

Ihr sanaflair Team



| | | |
|-----------|-------------------------|---|
| 6 km/h | Pride Zero Turn | 4 |
| | Sapphire 2 | 4 |
| | Pride Revo 2.0 | 5 |
| | Pride Kolja HMV | 5 |
| | Sterling Rona HMV | 6 |
| | Pride Victory HMV | 6 |
| | Pride Victory XL 130 HD | 7 |
| | Pride Kolja Plus HMV | 7 |

| | | |
|------------------|--------------------|----|
| Reise- mobile | Pride Neo | 17 |
| | La Palma | 17 |
| | Heartway Elba Brio | 18 |
| | Kymco K-Lite FE | 18 |
| | Pride Quest | 19 |
| | ATTO | 19 |

| | | |
|---------------|---------------------|---|
| 10-12 km/h | Pride Victory 10 DX | 8 |
| | Sterling Vaila | 9 |
| | Kolja Ultra | 9 |

| | | |
|------------|----------------|----|
| 20 km/h | Excel Barbados | 20 |
|------------|----------------|----|

| | | |
|-------------------|--------------------------|----|
| 15 km/h | Vermeiren Ceres SE | 10 |
| | Neufundland | 10 |
| | Excel Grenada | 11 |
| | Outback | 11 |
| | Pride Victory XL 140 | 12 |
| | Pride Victory XL 140 LCD | 12 |
| | Pride Victory XL 130 | 13 |
| | Pride Ranger | 13 |
| | Vermeiren Carpo 4 | 14 |
| | Kymco Texel | 14 |
| | Grönland | 15 |
| Sterling Mainland | 15 | |
| Pride Kolja Elite | 16 | |

| | | |
|------------|----------------------|----|
| Rollstühle | Pride Go-Chair | 21 |
| | ergoflix LX / LXplus | 21 |
| | Pride I-Go | 22 |
| | Pride I-Go+ | 22 |
| | Pride I-Go Fold | 23 |
| | Pride I-Go Lite | 23 |

| | |
|------------------------|----|
| Inspektion / Reparatur | 8 |
| Zubehör | 16 |

Stand: September 2023

Die Bildrechte liegen bei der sanaflair Rehazentrum GmbH, Pride Mobility Products GmbH, Sunrise Medical GmbH, Orgaterm Produktions- und Warenvertriebsgesellschaft mbH, aktiv Deutschland Elektromobile GmbH & Co. KG., Rolko Kohlgrüber GmbH, Vermeiren Deutschland GmbH, Ludwig Bertram GmbH

Unsere AGB finden Sie auf der Webseite:
www.sanaflair.de • www.sanaflair-mobil.de

Standard Elektromobil

Ohne Zuzahlung!



Das Kassenmodell hält Sie in Ihrer näheren Umgebung mobil.

Das von Ihrer Krankenkasse für Sie kostenfrei zur Verfügung gestellte Elektromobil ist nicht auswählbar. Sie erhalten ein technisch und den sicherheitsstandard entsprechendes Gebrauchtgerät. Kratzer o.ä. Kleinbeschädigungen können vorkommen.

- maximale Geschwindigkeit 6 km/h
- Armlehnen

Technische Daten (Beispielhaft)

Maße in cm

| | |
|------------------------|----------------|
| Gesamtbreite | 58 |
| Gesamtlänge | 120 |
| Wendekreis | 135 |
| Bodenfreiheit | 6 |
| max. Belastbarkeit | 160 kg |
| Reichweite | bis zu 15 km* |
| Gewicht ohne Batterien | 85 kg |
| Batterien | 2 x 12 V 35 Ah |

Räder vorne / hinten 10" / 10"

Ausstattung: Korb

Farben:

Gibt es ein E-Mobil auf Rezept?

Ja. Wenn Sie glauben, dass ein E-Mobil Ihnen im Alltag hilfreich sein könnte, sprechen Sie Ihren Arzt an.

Welches E-Mobil erhalte ich über mein Krankenkassen-Rezept?

Verordnungs- und krankenkassenabhängig steht Ihnen ein Kassenmodell (6 km/h) ohne wirtschaftliche Aufzahlung zu, das jedoch nicht neu sein muss.

Falls Sie nicht von der Rezeptgebühr befreit sind, kommt lediglich eine Gebühr von 5 - 10 € dazu.

Möchten Sie ein höherwertiges, neues Modell, rechnen wir Ihnen die Dienstleistungspauschale Ihrer Krankenkassen auf den Kauf an.

Standard oder Premium-E-Mobil?

Oft stellt man nach einigen Tagen fest, dass das standard E-Mobil doch nicht die richtige Wahl war.

Es ist zu langsam, die Reichweite ist nicht genug oder die Optik ist nicht die richtige für Sie. Was andersfarbiges oder etwas schnelleres wäre doch schöner gewesen.

Aber jetzt steht er zuhause, umtauschen geht ja nicht, oder?

Bei uns müssen Sie sich jetzt nicht ärgern!

Unser Tipp:

Entscheiden Sie sich innerhalb von **4 Wochen** nach Übergabe eines Standard-E-Mobil für den Erwerb eines höherwertigen Modells, zahlen Sie nicht den vollen Privatpreis!

Wir rechnen Ihnen die Dienstleistungspauschale Ihrer Krankenkasse an, Sie zahlen somit lediglich einen privaten Eigenanteil. Das standard E-Mobil geben Sie in diesem Fall in einer unserer Filialen zurück und nehmen Ihr höherwertiges E-Mobil gleich mit.

* Die Reichweite kann je nach Wetterlage, Fahrweise, Zuladung und Streckenprofil variieren.

Pride Zero Turn



Mit dem Zero Turn wählen Sie einen 4-Rad-Scooter mit einem 3-Rad-Wendekreis. Navigieren Sie mühelos durch enge Ecken und kleine Räume mit einem Wendekreis von 970 mm. Beleuchten Sie Ihre Fahrt mit heller LED-Beleuchtung. Doppelmotoren und CTS-Federung sorgen für einen reibungslosen und komfortablen Antrieb.

- CTS-Fahrwerk
- verstellbarer Sitz
- LED-Beleuchtungspaket
- Hupe
- verstellbare Lenksäule
- Lenkrad-Einschlag 90°

Sterling Sapphire2



Der Sapphire2 wurde für außergewöhnliche Manövrierfähigkeit im Innen- und Außenbereich entwickelt und ist ein tragbarer Mobilitätsroller mit 6 km/h, der in vier einfach zu handhabende Teile unterteilt werden kann.

- vollgefederte Luftbereifung
- drehbarer Sitz
- Beleuchtung vorne und hinten
- verstellbare Lenksäule
- zerlegbar in 6 Teile
- Steigfähigkeit: 17%

6 km/h

Technische Daten

| | |
|------------------------|---------------|
| Maße in cm | |
| Gesamtbreite | 52,5 |
| Gesamtlänge | 116,2 |
| Wendekreis | 93,8 |
| Bodenfreiheit | 3,3 |
| max. Belastbarkeit | 147kg |
| Reichweite | bis zu 15 km* |
| Gewicht ohne Batterien | 54 kg |
| Batterien | 2x 12V 22 Ah |

Räder vorne / hinten 7" / 9"

Ausstattung: Korb

Farben: weiß, rot, blau, schwarz, silber, grün

Technische Daten

| | |
|------------------------|---------------|
| Maße in cm | |
| Gesamtbreite | 59 |
| Gesamtlänge | 121 |
| Wendekreis | 140 |
| Bodenfreiheit | 8 |
| max. Belastbarkeit | 150 kg |
| Reichweite | bis zu 25 km* |
| Gewicht ohne Batterien | 79 kg |
| Batterien | 2x 12V 35Ah |

Räder vorne / hinten

Ausstattung: Korb

Farben: anthrazit

* Die Reichweite kann je nach Wetterlage, Fahrweise, Zuladung und Streckenprofil variieren.

Pride Revo 2.0



Erleben Sie den Revo® 2.0, einen Scooter, der eine Reihe von Funktionen in einem großartigen Paket vereint. Der Revo® 2.0 ist robust, langlebig und bietet eine Eleganz, die Sie von einem luxuriösen Scooter erwarten. Das Comfort-Trac-Fahrwerk (CTS) sorgt für eine reibungslose und komfortable Fahrt über abwechslungsreiches Gelände.

- CTS-Fahrwerk mit PU-Bereifung
- verstellbarer Sitz
- LED-Beleuchtung vorne und hinten
- Hupe und Blinkanlage
- verstellbare Lenksäule
- Ablagefächer unter dem Sitz
- auch als 3-Rad erhältlich

Pride Kolja HMV



Der Kolja HMV wurde extra so konzipiert, dass er für die Beförderung in Bussen geeignet ist. Dieses Modell wird durch den BSK e. V. unterstützt. Mit seiner Länge von nur 1190 mm ist der Kolja HMV in jeder Situation der passende Begleiter und passt sogar fast in jeden Fahrstuhl.

- vollgefederte Luftbereifung
- verstellbarer Kapitänssitz
- Beleuchtung vorne und hinten
- Hupe und Blinkanlage
- verstellbare Lenksäule
- ÖPNV-Zulassung

| Technische Daten | |
|------------------------|-----------------|
| Maße in cm | |
| Gesamtbreite | 52,5 |
| Gesamtlänge | 132,3 |
| Wendekreis | 132,3 |
| Bodenfreiheit | 3,2 |
| max. Belastbarkeit | 180 kg |
| Reichweite | bis zu 19,5 km* |
| Gewicht ohne Batterien | kg |
| Batterien | 2x 12V 18 Ah |
| Räder vorne / hinten | 9" / 9" |
| Ausstattung: | Korb |
| Farben: | blau, grau |

| Technische Daten | |
|------------------------|--|
| Maße in cm | |
| Gesamtbreite | 60 |
| Gesamtlänge | 119 |
| Wendekreis | 103 |
| Bodenfreiheit | 9,3 |
| max. Belastbarkeit | 160 kg |
| Reichweite | bis zu 25 km* |
| Gewicht ohne Batterien | 51,8 kg |
| Batterien | 2x 12 V 33 Ah (Standard) 2x 12 V 50 Ah (Optional) |
| Räder vorne / hinten | 10" / 10" |
| Ausstattung: | Korb |
| Farben: | rot, weiß |

* Die Reichweite kann je nach Wetterlage, Fahrweise, Zuladung und Streckenprofil variieren.

Sterling Rona HMV



Das Elektromobil mit umfangreichen Funktionen ist sehr wendig und leicht zu steuern. Mit seiner komfortablen Vollfederung wird jede Fahrt zu einem Vergnügen. Durch seine Größe ist es besonders geeignet für Stadt- oder Einkaufsfahrten.

- vollgefederte Luftbereifung
- verstellbarer Kapitänssitz
- Beleuchtung vorne und hinten
- Hupe und Blinkanlage
- verstellbare Lenksäule
- Steigfähigkeit: 14%

Pride Victory HMV



Der Victory HMV passt mit seinen 1190 mm in fast jeden Fahrstuhl und trotzdem fehlt es ihm nicht an Komfort. Eine Belastbarkeit von bis zu 160 kg ist für den Victory HMV kein Problem und kann zusätzlich mit 50AH Batterien ausgestattet werden. Das Modell Victory HMV ist zerlegbar und kann daher sogar in einem PKW mitgenommen werden.

- vollgefederte PU-Bereifung
- verstellbarer Kapitänssitz
- Beleuchtung vorne und hinten
- Hupe und Blinkanlage
- verstellbare Lenksäule
- Steigfähigkeit: 16%

6 km/h

Technische Daten

| | |
|------------------------|--|
| Maße in cm | |
| Gesamtbreite | 66 |
| Gesamtlänge | 150 |
| Wendekreis | 225 |
| Bodenfreiheit | 13 |
| max. Belastbarkeit | 180 kg |
| Reichweite | bis zu 30 km* |
| Gewicht ohne Batterien | 146 kg |
| Batterien | 2 x 12 V 45 Ah (Standard) 2 x 12 V 75 Ah (Optional) |
| Räder vorne / hinten | 10" / 10" |
| Ausstattung: | Korb |
| Farben: | silber |

Technische Daten

| | |
|------------------------|--|
| Maße in cm | |
| Gesamtbreite | 57 |
| Gesamtlänge | 119 |
| Wendekreis | 137 |
| Bodenfreiheit | 8,3 |
| max. Belastbarkeit | 160 kg |
| Reichweite | bis zu 40 km* |
| Gewicht ohne Batterien | 84,8 kg |
| Batterien | 2x 12 V 40 Ah (Standard) 2x 12 V 50 Ah (Optional) |
| Räder vorne / hinten | 10" / 10" |
| Ausstattung: | Korb |
| Farben: | rot |

* Die Reichweite kann je nach Wetterlage, Fahrweise, Zuladung und Streckenprofil variieren.

Pride Victory XL 130 HD



Der Victory XL 130 HD zeichnet sich durch einen kraftvollen Antrieb und 13" große Räder mit flachem Profil, die keine Streifen hinterlassen. Diese sind besonders für unebenes Gelände geeignet. Die helle LED-Beleuchtung verleiht dem Victory XL 130 HD ein sanftes und sportliches Aussehen.

- Vollfederung
- verstellbarer Kapitänssitz
- LED-Beleuchtung vorne und hinten
- Hupe und Blinkanlage
- verstellbare Lenksäule
- Steigfähigkeit: 17,6%

Pride Kolja Plus HMV



Das Kolja Plus HMV bietet ein ansprechendes Design mit einer LED Lichtanlage sowie einer Blink- und Hupeinheit. Der Lenker ist stufenlos einstellbar und unterstützt so eine ergonomische Haltung. Die Federung vorne als auch hinten kombiniert mit einer Luftbereifung macht Ihnen Ihren Ausflug so angenehm wie nur möglich. Ebenfalls zeichnet dieses Mobil einen angenehmen Sitz und eine hohe Belastbarkeit aus.

- vollgefederte Luftbereifung
- verstellbarer Kapitänssitz
- LED-Beleuchtung vorne und hinten
- Hupe und Blinkanlage
- verstellbare Lenksäule

| Technische Daten | |
|------------------------|----------------------|
| Maße in cm | |
| Gesamtbreite | 64 |
| Gesamtlänge | 136 |
| Wendekreis | 169,5 |
| Bodenfreiheit | 9 |
| max. Belastbarkeit | 225 kg |
| Reichweite | bis zu 42 km* |
| Gewicht ohne Batterien | 78,5 kg |
| Batterien | 2x 12 V 75 Ah |
| Räder vorne / hinten | 13" / 13" |
| Ausstattung: | Korb |
| Farben: | silber, schwarz, rot |

| Technische Daten | |
|------------------------|--|
| Maße in cm | |
| Gesamtbreite | 67 |
| Gesamtlänge | 137 |
| Wendekreis | 103 |
| Bodenfreiheit | 10 |
| max. Belastbarkeit | 160 kg |
| Reichweite | bis zu 45 km* |
| Gewicht ohne Batterien | 75,2 kg |
| Batterien | 2x 12 V Ah (Standard) 2x 12V 75 Ah (Optional) |
| Räder vorne / hinten | 12" / 12" |
| Ausstattung: | Korb |
| Farben: | rot |

* Die Reichweite kann je nach Wetterlage, Fahrweise, Zuladung und Streckenprofil variieren.

Pride Victory 10 DX



Der schlanke, sportliche Victory 10 DX Scooter bietet eine reibungslose Leistung bis 10km/h. Er ist mit einem umfassenden Angebot an fortschrittlichen Standardfunktionen, wie einer robusten Federung, einem gut sichtbaren automatischen Front- und Heckbeleuchtungssystem, einer Demontage durch Federberührung, einer LED-Bordsteinbeleuchtung und einer umlaufenden Deltalenksäule ausgestattet.

- vollgefederte PU-Bereifung
- verstellbarer Kapitänssitz
- LED-Beleuchtung vorne und hinten
- Hupe und Blinkanlage
- verstellbare Lenksäule

Technische Daten

Maße in cm

Gesamtbreite 57

Gesamtlänge 119

Wendekreis 137

Bodenfreiheit 6,3

max. Belastbarkeit 160 kg

Reichweite bis zu 25 km*

Gewicht ohne Batterien 84,8 kg

Batterien 2x 12 V 40 Ah (Standard)
2x 12 V 50 Ah (Optional)

Räder vorne / hinten 10" / 10"

Ausstattung: Korb

Farben: blau, rot

Unser Serviceangebot: E-Mobil Inspektion und Reparaturen

Sie haben ein E-Mobil erworben und möchten es regelmäßig warten lassen? Egal ob Sie dieses bei uns oder wo anders erworben haben, wir helfen Ihnen gerne weiter!

Wir verfügen über eine vollausgestattete Werkstatt und fachkundige Mitarbeiter.

Die zum **Festpreis von 89,- €** angebotene E-Mobil Inspektion umfasst:

- Reinigung und Desinfektion des E-Mobils
- Sichtkontrolle
- Prüfung aller gängigen Funktionen
- Prüfung aller mechanischen Teile
- Prüfung der elektrischen Lichtanlage
- Prüfung der akustischen Signale
- Prüfung der Reifen
- Prüfung des Fahrwerks
- Nachziehen aller Schrauben
- Ölen + Fetten aller mechanischen Teile

Sollten Mängel auftreten, erhalten Sie vor der Reparatur einen Kostenvoranschlag.

Sie haben Probleme Ihr E-Mobil zur Werkstatt zu bringen?

Gegen eine **Transportpauschale** holen wir Ihr E-Mobil bei Ihnen zu Hause ab und bringen es Ihnen nach der Inspektion wieder. Alternativ können Sie Ihr Elektromobil nach Terminvereinbarung in einer unserer Filialen abgeben.

Ohne E-Mobil kommen Sie nicht raus?

Für die Zeit der Inspektion und einer ggf. notwendigen Reparatur können Sie von uns ein **6 km/h Leihmobil** erhalten. Dieses kostet Sie **pauschal 40,- €**, egal wie lange die Inspektion / Reparatur dauert. So bleiben Sie weiterhin mobil und können wie gewohnt Ihren Alltag verrichten.

Unser Tipp:

Ein Elektromobil sollte, ähnlich wie ein Auto, regelmäßig (einmal im Jahr) zur Inspektion.

Nur so ist gewährleistet, dass sie weiterhin mobil und sicher unterwegs sein können.

Als freie Werkstatt bieten wir diesen Service nicht nur für bei uns gekaufte Elektromobile an.

* Die Reichweite kann je nach Wetterlage, Fahrweise, Zuladung und Streckenprofil variieren.

Pride Kolja Ultra



Der Kolja Ultra ist einer der wenigen 10 km/h Scooter auf dem Markt, der offiziell zur Beförderung in Bussen zugelassen ist. Mit diesem Scooter kommen Sie immer schnell ans Ziel.

- vollgefederte Luftbereifung
- verstellbarer Kapitänssitz
- LED-Beleuchtung vorne und hinten
- Hupe und Blinkanlage
- verstellbare Lenksäule
- Zugelassen für ÖPNV

Sterling Vaila



Mit dem Sterling Vaila erhalten Sie einen Elektromobil, mit dem Sie schnell und sicher an Ihr Ziel kommen. Mit seiner 12 km/h Spitzengeschwindigkeit sind Sie spritzig unterwegs.

- vollgefederte Luftbereifung
- verstellbarer Kapitänssitz
- LED-Beleuchtung vorne und hinten
- Hupe und Blinkanlage
- verstellbare Lenksäule
- Steigfähigkeit: 14%

Technische Daten

Maße in cm

| | |
|------------------------|---------------|
| Gesamtbreite | 60 |
| Gesamtlänge | 119 |
| Wendekreis | 103 |
| Bodenfreiheit | 9,3 |
| max. Belastbarkeit | 160 kg |
| Reichweite | bis zu 40 km* |
| Gewicht ohne Batterien | 97 kg |
| Batterien | 2x 12 V 36 Ah |

Räder vorne / hinten 10" / 10"

Ausstattung: Korb

Farben: blau

Technische Daten

Maße in cm

| | |
|------------------------|---------------|
| Gesamtbreite | 66 |
| Gesamtlänge | 136 |
| Wendekreis | 198 |
| Bodenfreiheit | 10 |
| max. Belastbarkeit | 136 kg |
| Reichweite | bis zu 30 km* |
| Gewicht ohne Batterien | 117 kg |
| Batterien | 2x 12V 50Ah |

Räder vorne / hinten 12" / 12"

Ausstattung: Korb

Farben: rot, blau, anthrazit

* Die Reichweite kann je nach Wetterlage, Fahrweise, Zuladung und Streckenprofil variieren.

Vermeiren Ceres SE



Das einmalige Fahrerlebnis des kompakten und leichtgängigen Elektromobils CERES SE, gewährt auch bei unebenem Gelände hohen Fahrkomfort durch die Zentralfederung der Antriebsachse, sowie der beidseitigen Einzelradfederung der Lenkräder.

- vollgefederte Luftbereifung
- verstellbarer Kapitänssitz
- LED-Beleuchtungsanlage nach StVZO
- Hupe und Blinkanlage
- verstellbare Lenksäule

Neufundland



Der Neufundland ist ein leistungsstarkes Elektromobil und besticht durch sein sportliches Design. Durch die großen Räder, die optimale Federung und den bequemen Sitz sind auch längere Touren ohne Probleme möglich.

- vollgefederte Luftbereifung
- verstellbarer Kapitänssitz
- Beleuchtung vorne und hinten
- Hupe und Blinkanlage
- verstellbare Lenksäule

15 km/h

Technische Daten

| | |
|------------------------|---------------|
| Maße in cm | |
| Gesamtbreite | 62 |
| Gesamtlänge | 130 |
| Wendekreis | 280 |
| Bodenfreiheit | 17,5 |
| max. Belastbarkeit | 140 kg |
| Reichweite | bis zu 30 km* |
| Gewicht ohne Batterien | 111 kg |
| Batterien | 2x 12V 50Ah |

Räder vorne / hinten 13" / 13"

Ausstattung: Korb

Farben: rot, silber

Technische Daten

| | |
|------------------------|---------------|
| Maße in cm | |
| Gesamtbreite | 69 |
| Gesamtlänge | 170 |
| Wendekreis | 170 |
| Bodenfreiheit | 10 |
| max. Belastbarkeit | 150 kg |
| Reichweite | bis zu 40 km* |
| Gewicht ohne Batterien | 145 kg |
| Batterien | 2x 12V 75Ah |

Räder vorne / hinten 13" / 13"

Ausstattung: abschließbare Front-Box

Farben: grün, blau

* Die Reichweite kann je nach Wetterlage, Fahrweise, Zuladung und Streckenprofil variieren.

Excel Grenada



Mit dem Elektromobil Grenada sind Sie zügig unterwegs. Mit einer Spitzengeschwindigkeit von 15 km/h bringt er Sie zuverlässig ans Ziel.

- große Luftbereifung
- verstellbarer Kapitänssitz
- LED Beleuchtung
- Hupe und Blinkanlage
- verstellbare Lenksäule
- zwei Spiegel

Outback



Mit dem Elektromobil Outback sind Sie zügig unterwegs. Mit einer Spitzengeschwindigkeit von 15 km/h bringt er Sie zuverlässig ans Ziel. Das Wetterdach sorgt

- große Luftbereifung
- großes Bedienteil
- verstellbarer Kapitänssitz
- LED Beleuchtung
- Hupe und Blinkanlage
- verstellbare Lenksäule
- zwei Spiegel
- Wetterdach

Technische Daten

| | |
|------------------------|---------------------|
| Maße in cm | |
| Gesamtbreite | 66 |
| Gesamtlänge | 132 |
| Wendekreis | 161 |
| Bodenfreiheit | 13 |
| max. Belastbarkeit | 136 kg |
| Reichweite | bis zu 30 km* |
| Gewicht ohne Batterien | 90 kg |
| Batterien | 2x 12V 50Ah |
| Räder vorne / hinten | 13" / 13" |
| Ausstattung: | Korb |
| Farben: | blau, bordeaux, rot |

Technische Daten

| | |
|------------------------|---------------|
| Maße in cm | |
| Gesamtbreite | 78 |
| Gesamtlänge | 147 |
| Wendekreis | 220 |
| Bodenfreiheit | 16 |
| max. Belastbarkeit | 200 kg |
| Reichweite | bis zu 55 km* |
| Gewicht ohne Batterien | 208 kg |
| Batterien | 2x 12V 100Ah |
| Räder vorne / hinten | 14" / 14" |
| Ausstattung: | Wetterdach |
| Farben: | anthrazit |

* Die Reichweite kann je nach Wetterlage, Fahrweise, Zuladung und Streckenprofil variieren.

Pride Victory XL 140



Der Victory® XL 140 ist die ultimative Mischung aus Kraft und Präzision und steckt voller hochwertiger Anwendungen wie Vollfederung, flachen Reifen und einem hydraulischen Bremssystem. Der Victory® XL 140 zeichnet sich durch einen glänzenden, attraktiven Stil und eine Fülle an Standard-Luxus aus, darunter ein durchgehender Delta-Lenker und eine LED-Beleuchtung. Dies macht den Victory® XL 140 zum ultimativen Outdoor-Scooter.

- vollgefederte Luftbereifung
- verstellbarer Kapitänssitz
- Beleuchtung vorne und hinten
- Hupe und Blinkanlage
- verstellbare Lenksäule
- Steigfähigkeit: 17%

Pride Victory XL 140 LCD



Das Elektromobil Victory XL 140 LCD beeindruckt durch seine hohe Reichweite und einem Cockpit mit großem LCD Display zur Darstellung aller wesentlichen Fahrdaten.

- vollgefederte Luftbereifung
- verstellbarer Kapitänssitz
- Beleuchtung vorne und hinten
- Hupe und Blinkanlage
- verstellbare Lenksäule
- Steigfähigkeit: 17%

Technische Daten

| | |
|------------------------|---|
| Maße in cm | |
| Gesamtbreite | 69,2 |
| Gesamtlänge | 142,2 |
| Wendekreis | 180,3 |
| Bodenfreiheit | 6,4 |
| max. Belastbarkeit | 180 kg |
| Reichweite | bis zu 36 km* |
| Gewicht ohne Batterien | 123 kg |
| Batterien | 2x 12V 75Ah (Standard) 2x 12V 100Ah (Optional) |
| Räder vorne / hinten | 13" / 13" |
| Ausstattung: | Korb |
| Farben: | rot, silber, schwarz |

Technische Daten

| | |
|------------------------|---|
| Maße in cm | |
| Gesamtbreite | 69,2 |
| Gesamtlänge | 142,2 |
| Wendekreis | 180,3 |
| Bodenfreiheit | 6,4 |
| max. Belastbarkeit | 181 kg |
| Reichweite | bis zu 36 km* |
| Gewicht ohne Batterien | 123 kg |
| Batterien | 2x 12V 75Ah (Standard) 2x 12V 100Ah (Optional) |
| Räder vorne / hinten | 13" / 13" |
| Ausstattung: | Korb |
| Farben: | schwarz, gelb, rot |

* Die Reichweite kann je nach Wetterlage, Fahrweise, Zuladung und Streckenprofil variieren.

Pride Victory XL 130



Der Victory® XL 130 zeichnet sich durch einen kraftvollen Antrieb und 13" große Räder für unebenes Gelände aus. Luxusmerkmale wie ein durchgehendes Delta-Lenkrad, Reifen mit flachem Profil, die keine Streifen hinterlassen und eine helle LED-Beleuchtung verleihen dem Victory® XL 130 ein sanftes und sportliches Erscheinungsbild.

- vollgefederte Luftbereifung
- verstellbarer Kapitänssitz
- LED Beleuchtung
- Hupe und Blinkanlage
- verstellbare Lenksäule
- Steigfähigkeit: 16%

Pride Ranger



Ausgestattet mit Vorder- und Hinterradfederung eignet sich dieses leistungsstarke Elektromobil zum fahren auf unebenen Geländen. Die komplette LED-Beleuchtung sorgt dafür, dass Sie gut gesehen werden und auch Andere gut sehen können. Mit einem benutzerfreundlichen Bedienpult und doppelten hydraulischen Bremsen bietet Ihnen der Ranger eine zusätzliche Sicherheit!

- vollgefederte Luftbereifung
- verstellbarer Kapitänssitz
- LED-Beleuchtung vorne und hinten
- zwei Leistungsstarke Motoren
- Rückfahr sensoren
- Steigfähigkeit: 15%

Technische Daten

Maße in cm

Gesamtbreite 63,6

Gesamtlänge 136

Wendekreis 170

Bodenfreiheit 9

max. Belastbarkeit 180 kg

Reichweite bis zu 38 km*

Gewicht ohne Batterien 78,5 kg

Batterien 2x 12V 75Ah

Räder vorne / hinten 13" / 13"

Ausstattung: Korb

Farben: rot, silber, schwarz

Technische Daten

Maße in cm

Gesamtbreite 82,9

Gesamtlänge 155,6

Wendekreis 240,7

Bodenfreiheit 14

max. Belastbarkeit 160 kg

Reichweite bis zu 40 km*

Gewicht ohne Batterien 176 kg

Batterien 2x 12V 100Ah

Räder vorne / hinten

Ausstattung:

Farben: Dessert-Sand, Steingrau

* Die Reichweite kann je nach Wetterlage, Fahrweise, Zuladung und Streckenprofil variieren.

Vermeiren Carpo 4



Eleganz und Komfort für den Outdoor-Bereich mit Beleuchtung, Fahrtrichtungsanzeigern, zwei Rückspiegeln, Einkaufskorb sowie Zulassung für den Straßenverkehr.

- vollgefederte Luftbereifung
- verstellbarer Kapitänssitz
- Beleuchtung vorne und hinten
- Hupe und Blinkanlage
- verstellbare Lenksäule
- Steigfähigkeit: 15%

Kymco Texel



Der Texel von KYMCO präsentiert sich als sehr hochwertiges Elektromobil mit schickem Design und garantiert auch auf langen Strecken viel Fahrspaß. Auch wenn Sie großen Wert auf Komfort legen, ist der Texel die richtige Wahl für Sie. Das Elektromobil verfügt ferner über eine umfangreiche Sicherheitsausstattung und ist ein zuverlässiger Garant für Ihre Mobilität.

- vollgefederte Luftbereifung
- verstellbarer Kapitänssitz
- Beleuchtung vorne und hinten
- Hupe und Blinkanlage
- verstellbare Lenksäule
- Steigfähigkeit: 15%

Technische Daten

| | |
|------------------------|--|
| Maße in cm | |
| Gesamtbreite | 66 |
| Gesamtlänge | 145 |
| Wendekreis | 316 |
| Bodenfreiheit | 20 |
| max. Belastbarkeit | 150 kg |
| Reichweite | bis zu 45 km* |
| Gewicht ohne Batterien | 130 kg |
| Batterien | 2x 12V 75Ah (Standard) 2x 12V 80Ah (Optional) |
| Räder vorne / hinten | 14" / 14" |
| Ausstattung: | Korb |
| Farben: | silber |

Technische Daten

| | |
|------------------------|----------------------|
| Maße in cm | |
| Gesamtbreite | 67 |
| Gesamtlänge | 149 |
| Wendekreis | 213 |
| Bodenfreiheit | 16 |
| max. Belastbarkeit | 200 kg |
| Reichweite | bis zu 50 km* |
| Gewicht ohne Batterien | 138 kg |
| Batterien | 2x 12V 80Ah |
| Räder vorne / hinten | 13" / 13" |
| Ausstattung: | Korb |
| Farben: | bronze, orange, blau |

* Die Reichweite kann je nach Wetterlage, Fahrweise, Zuladung und Streckenprofil variieren.

Grönland



Mit dem Elektromobil Grönland fahren Sie sicher auf vier Rädern und bleiben mobil. Die großen Abmessungen des Elektromobils GRÖNLAND sorgen für ein sicheres Fahrgefühl auch abseits der Stadt.

- vollgefederte Luftbereifung
- verstellbarer Kapitänssitz
- LED-Beleuchtung vorne und hinten
- Hupe und Blinkanlage
- verstellbare Lenksäule

Sterling Mainland



Das luxuriöse S700 Elektromobil mit hervorragender Leistung ist der perfekte Begleiter für Ihr Abenteuer im Freien und bringt Sie sicher ans Ziel.

- vollgefederte Luftbereifung
- verstellbarer Kapitänssitz
- LED-Beleuchtung vorne und hinten
- Hupe und Blinkanlage
- verstellbare Lenksäule
- Steigfähigkeit: 18%

| Technische Daten | |
|------------------------|------------------------|
| Maße in cm | |
| Gesamtbreite | 69 |
| Gesamtlänge | 170 |
| Wendekreis | 315 |
| Bodenfreiheit | 10 |
| max. Belastbarkeit | 205 kg |
| Reichweite | bis zu 60 km* |
| Gewicht ohne Batterien | 174 kg |
| Batterien | 2x 12V 100Ah |
| Räder vorne / hinten | 14" / 14" |
| Ausstattung: | abschließbare Frontbox |
| Farben: | anthrazit |

| Technische Daten | |
|------------------------|----------------------|
| Maße in cm | |
| Gesamtbreite | 66 |
| Gesamtlänge | 150 |
| Wendekreis | 225 |
| Bodenfreiheit | 13 |
| max. Belastbarkeit | 160 kg |
| Reichweite | bis zu 45 km* |
| Gewicht ohne Batterien | 146 kg |
| Batterien | 2x 12V 75Ah |
| Räder vorne / hinten | 12" / 12" |
| Ausstattung: | Korb |
| Farben: | rot, blau, anthrazit |

* Die Reichweite kann je nach Wetterlage, Fahrweise, Zuladung und Streckenprofil variieren.

Pride Kolja Elite



Das Elite Modell der beliebten Kolja Reihe verbindet modernes Design mit einer hohen Reichweite. Er ist mit seinen 15 km/h der Blickfang der Kolja Familie.

- vollgefederte Luftbereifung
- verstellbarer Kapitänssitz
- LED-Beleuchtung vorne und hinten
- Hupe und Blinkanlage
- verstellbare Lenksäule
- Steigfähigkeit: 18%

Technische Daten

Maße in cm

Gesamtbreite 67

Gesamtlänge 137

Wendekreis 139,5

Bodenfreiheit 10

max. Belastbarkeit 160 kg

Reichweite bis zu 45 km*

Gewicht ohne Batterien 107 kg

Batterien 2x 12V 50Ah (Standard)
2x 12V 75Ah (Optional)

Räder vorne / hinten 12" / 12"

Ausstattung: Korb

Farben: weiß

Scooter Zubehör

Beispiele für nützliches Zubehör



* Die Reichweite kann je nach Wetterlage, Fahrweise, Zuladung und Streckenprofil variieren.

Pride Neo



Der Pride NEO ist mit den Funktionen, wie der praktischen Einhand-Demontage und einem praktischen Drop-In-Batteriekasten für ein sorgenfreies Reisen ausgestattet.

- vollgefederte PU-Bereifung
- drehbarer Sitz
- Beleuchtung vorne
- verstellbare Lenksäule
- zerlegbar in 5 Teile
- Steigfähigkeit 14%

La Palma



Das Elektromobil La Palma, ist ein robuster Reisescooter. Er fährt im Kofferraum mit. Der Miniscooter La Palma schafft eine Reichweite bis zu 16 km. Denn das ausdauernde Elektromobil ist mit einer starken Batterie ausgerüstet. Mit der griffigen und durchschlagsicheren Bereifung ist das Befahren von Spazierwegen kein Problem.

- teilgefederte PU-Bereifung
- verstellbarer Sitz
- Beleuchtung vorne
- Hupe
- verstellbare Lenksäule
- leicht zerlagbar

| Technische Daten | |
|------------------------|---------------|
| Maße in cm | |
| Gesamtbreite | 47 |
| Gesamtlänge | 108 |
| Wendekreis | 115 |
| Bodenfreiheit | 9 |
| max. Belastbarkeit | 135 kg |
| Reichweite | bis zu 20 km* |
| Gewicht ohne Batterien | 44 kg |
| Batterien | 1x 24V 20Ah |
| Räder vorne / hinten | 7,8" / 7,8" |
| Ausstattung: | Korb |
| Farben: | blau |

| Technische Daten | |
|------------------------|----------------|
| Maße in cm | |
| Gesamtbreite | 50 |
| Gesamtlänge | 104 |
| Wendekreis | 110 |
| Bodenfreiheit | 6 |
| max. Belastbarkeit | 115 kg |
| Reichweite | bis zu 16 km* |
| Gewicht ohne Batterien | 52 kg |
| Batterien | 2 x 12 V 20 Ah |
| Räder vorne / hinten | 7" / 9" |
| Ausstattung: | Korb |
| Farben: | orange, blau |

* Die Reichweite kann je nach Wetterlage, Fahrweise, Zuladung und Streckenprofil variieren.

Heartway Elba Brio



Sind Sie nicht mehr so mobil, möchten aber nicht auf Ausflüge und Reisen verzichten? Dann ist das Brio Elektromobil die Lösung für Sie! Das schnell faltbare Elektromobil ist ein Leichtgewicht, qualitativ und technisch ein Meisterstück!

- Luftbereifung
- drehbarer Sitz
- Hupe
- höhenverstellbare Lenksäule
- mechanischer Faltmechanismus
- Lithium - Ionen - Akku

| Technische Daten | |
|------------------------|---------------|
| Maße in cm | |
| Gesamtbreite | 53 |
| Gesamtlänge | 95 |
| Wendekreis | 90 |
| Bodenfreiheit | 8 |
| max. Belastbarkeit | 115 kg |
| Reichweite | bis zu 15 km* |
| Gewicht ohne Batterien | 26,5 kg |
| Batterien | 2x 12V 11,5Ah |
| Räder vorne / hinten | 7" / 9" |
| Ausstattung: | |
| Farben: | blau-metallic |

Kymco K-Lite FE



Der K-Lite FE von KYMCO ist die perfekte Mobilitätshilfe wenn Sie auf Reisen nicht auf Ihr E-Mobil verzichten möchten. Dabei erweist sich dieses Elektromobil dank seiner cleveren Technologie als besonders praktikabel und flexibel. So erfüllen der automatische Faltmechanismus per Fernbedienung sowie der herausnehmbare Akku modernste Ansprüche an einen elektrischen Scooter

- PU-Bereifung
- LED-Beleuchtung vorne
- Hupe
- automatischer Faltmechanismus
- Fernbedienung
- Lithium - Ionen - Akku

| Technische Daten | |
|------------------------|-----------------------|
| Maße in cm | |
| Gesamtbreite | 58 |
| Gesamtlänge | 99 |
| Wendekreis | 130 |
| Bodenfreiheit | 6 |
| max. Belastbarkeit | 120 kg |
| Reichweite | bis zu 15 km* |
| Gewicht ohne Batterien | 29,6 kg |
| Batterien | 1x 24V 10Ah |
| Räder vorne / hinten | 8" / 8" |
| Ausstattung: | Tasche unter dem Sitz |
| Farben: | silber, bronze |

* Die Reichweite kann je nach Wetterlage, Fahrweise, Zuladung und Streckenprofil variieren.

Pride Quest



Der Pride Quest das ultimative, kompakte und faltbare Reisemobil. Das 4-Rad-Mobil ist transportbereit und lässt sich leicht zusammenklappen. Er bietet eine hervorragende Leistung im Innen- und Außenbereich bei einer Höchstgeschwindigkeit von 6 km/h. Das Reisemobil bietet eine komfortable und bequeme Fahrt. Er ist ein tragbarer Platzsparer, der sich perfekt an jeden Kofferraum anpasst.

- Luftbereifung
- LED-Beleuchtung vorne und hinten
- Hupe
- höhenverstellbare Lenksäule
- Einzigartiges faltbares Design
- kann aufrecht oder liegend gelagert werden

ATTO



ATTO - Der elegante Reisescooter
Der ATTO ist das erste trans-faltbare Elektromobil der Welt. Dank seiner innovativen Technik ist dieser attraktive Reisescooter für jeden Menschen einfach zu handhaben. Überzeugen Sie sich selbst.

- in wenige Sekunden klappbar
- stabil und komfortabel
- höhenverstellbarer Sitz
- höhenverstellbare Lenksäule
- pannensichere Bereifung
- flugzeugtauglich
- Steigfähigkeit 10%

| Technische Daten | |
|------------------------|--------------------|
| Maße in cm | |
| Gesamtbreite | 48,5 |
| Gesamtlänge | 93 |
| Wendekreis | 82 |
| Bodenfreiheit | 6 |
| max. Belastbarkeit | 115 kg |
| Reichweite | bis zu 20 km* |
| Gewicht ohne Batterien | 22 kg |
| Batterien | 1x 24V 11,5Ah |
| Räder vorne / hinten | 7" / 8" |
| Ausstattung: | |
| Farben: | weiß, rot, schwarz |

| Technische Daten | |
|------------------------|---------------|
| Maße in cm | |
| Gesamtbreite | 56 |
| Gesamtlänge | 120 |
| Wendekreis | 135 |
| Bodenfreiheit | 10 |
| max. Belastbarkeit | 120 kg |
| Reichweite | bis zu 20 km* |
| Gewicht ohne Batterien | 28,2 kg |
| Batterien | 48V-Li-Ionen |
| Räder vorne / hinten | 8" / 8" |
| Ausstattung: | |
| Farben: | weiß |

* Die Reichweite kann je nach Wetterlage, Fahrweise, Zuladung und Streckenprofil variieren.

Der passende Treppenlift für jede Treppe



www.sanaflair.de

sanaflair Rehasentrum GmbH
Corneliusstraße 8
41751 Viersen
Tel. 0800 50 39 100

treppenlift@sanaflair.de



Excel Barbados



Das kraftvolle bis zu 20km/h schnelle Gefährt schmeichelt mit einem attraktiven Design, das im eleganten Anthrazit erhältlich ist. Dank der hohen Belastbarkeit von bis zu 160 kg können auch schwere Personen das Elektromobil problemlos nutzen.

- 20km/h
- Lithium-Akku
- vollgefederte Luftbereifung
- Gasdrehgriff
- Beleuchtung vorne und hinten
- Hupe und Blinkanlage
- LCD-Tacho

| Technische Daten | |
|------------------------|-------------------------|
| Maße in cm | |
| Gesamtbreite | 73 |
| Gesamtlänge | 158 |
| Wendekreis | 255 |
| Bodenfreiheit | 12 |
| max. Belastbarkeit | 160 kg |
| Reichweite | bis zu 45 km* |
| Gewicht ohne Batterien | 120 kg |
| Batterien | 1x 60V 20Ah |
| Räder vorne / hinten | |
| Ausstattung: | optional inkl. Heckkorb |
| Farben: | anthrazit |

* Die Reichweite kann je nach Wetterlage, Fahrweise, Zuladung und Streckenprofil variieren.

Pride Go Chair



Der Go Chair® ist die Nummer 1 für Mobilität! Mit der praktischen Feder-Demontage können Sie mit dem Go Chair leicht Reisen und Unabhängigkeit unterwegs erleben. Genießen Sie die weschwengbaren Ablagefächer und einen kompakten Wenderadius für hervorragende Manövrierfähigkeit. Der Elektrostuhl ist in vielen modernen Farben erhältlich.

- abschwengbare Ablagefächer unter dem Sitz
- höhen- und breitenverstellbare Armlehnen
- große klappbare Fußplatte
- leichte Demontage durch Federunterstützung
- 1524 mm Beckengurt

ergoflix



Egal, ob Sie mit dem eigenen PKW verreisen möchten oder eine Urlaubsreise mit dem Flugzeug geplant haben: Nehmen Sie den ergoflix® einfach mit auf Tour. Der elektrische Rollstuhl ist serienmäßig mit zwei Batterien und Licht ausgestattet. Bedient wird der Rollstuhl über ein Bedienmodul mit Joystick.

- Aluminiumrahmen
- Lithium-Ionen Akku
- faltbar
- PU-Bereifung
- Teilfederung
- ausziehbare Fußstütze (bis zu +10cm)
- höhenverstellbare Armlehnen
- Beleuchtung (StVZO-Konform)

| Technische Daten | |
|------------------------|---|
| Maße in cm | |
| Gesamtbreite | 57,5 |
| Gesamtlänge | 84,2 |
| Wendekreis | 64,8 |
| Bodenfreiheit | 4,5 |
| max. Belastbarkeit | 136 kg |
| Reichweite | bis zu 15 km* |
| Gewicht ohne Batterien | 44 kg |
| Batterien | 1x 18Ah |
| Räder vorne / hinten | 6" / 9" |
| Ausstattung: | |
| Farben: | rot, blau, weiss, gelb, orange, rosarot |

| Technische Daten | LX | LXplus ¹ |
|------------------------|---|---------------------|
| Maße in cm | | |
| Gesamtbreite | 61,5 | 63 |
| Gesamtlänge | 99,5 | 96 |
| Wendekreis | 90 | 90 |
| Bodenfreiheit | 13 | 13 |
| max. Belastbarkeit | 160 kg | 160 kg |
| Reichweite | bis zu 24 km* | bis zu 24 km* |
| Gewicht ohne Batterien | 25,1 kg | 23,6 kg |
| Batterien | 2x 24V 6 Ah | 2x 24V 6 Ah |
| Räder vorne / hinten | 8" / 12,5" | 8" / 12" |
| Ausstattung: | Staufach unter dem Sitz ¹ Komfortsitzbreite 53 cm | |
| Farben: | weiss, rot | |

* Die Reichweite kann je nach Wetterlage, Fahrweise, Zuladung und Streckenprofil variieren.

Pride i-Go



Der i-Go® von Pride verfügt über eine fortschrittliche Falstechnologie, sodass er schnell und einfach transportiert werden kann. Er verfügt über eine Vorderachsfederung, ein robustes Sitzsystem, Stauraum unter dem Sitz und vieles mehr. Der i-Go® passt auf engstem Raum und wiegt nur 19,8 kg. Er ist die perfekte Wahl für aktive Menschen.

- in nur 5 Schritten zusammenlegbar
- einzigartiger Sitz für zusätzlichen Komfort
- leichte Lithium-Ionen-Batterien
- einfach zu bedienender VR2- Controller

Pride i-Go+



Erleben Sie den Luxus des leichten Reisens mit dem i-Go®+. Dieser kompakte Elektrorollstuhl lässt sich für mühelosen Transport in nur wenigen einfachen Schritten zusammenklappen. Dank der praktischen Aufbewahrung ist das Reisen mit dem i-Go®+ ein Kinderspiel.

- Rückentasche für zusätzlichen Stauraum
- mit wenigen Handgriffen zusammenklappbar
- praktischer Aufbewahrungstasche unter dem Sitz
- Netzbecherhalter und 1016 mm Hüftgurt
- extra große Fußplatte für zusätzlichen Komfort
- spezielles Sitzdesign aus Moosgummi

Technische Daten

Maße in cm

| | |
|------------------------|---------------|
| Gesamtbreite | 60 |
| Gesamtlänge | 90 |
| Wendekreis | 90 |
| Bodenfreiheit | 4 |
| max. Belastbarkeit | 100 kg |
| Reichweite | bis zu 10 km* |
| Gewicht ohne Batterien | 27,8 kg |
| Batterien | 2x 12V 6,6Ah |

Räder vorne / hinten 7" / 8,5"

Ausstattung: Ablagefach

Farben: silber

Technische Daten

Maße in cm

| | |
|------------------------|---------------|
| Gesamtbreite | 59,7 |
| Gesamtlänge | 101,6 |
| Wendekreis | 61,6 |
| Bodenfreiheit | 7,9 |
| max. Belastbarkeit | 113 kg |
| Reichweite | bis zu 15 km* |
| Gewicht ohne Batterien | 20 kg |
| Batterien | 1x 18,2Ah |

Räder vorne / hinten 8" / 12"

Ausstattung:

Farben: silber

* Die Reichweite kann je nach Wetterlage, Fahrweise, Zuladung und Streckenprofil variieren.

Pride i-Go Fold



Erleben Sie den Komfort eines ferngesteuerten automatischen Elektrorollstuhls. Dieser kompakte i-Go® Fold lässt sich für einen mühelosen Transport in wenigen Sekunden per Knopfdruck zusammenklappen. Mit der praktischen Aufbewahrung macht der i-Go® Fold das Reisen zum Kinderspiel.

- elektronisch zusammenklappbar
- automatisches Faltsystem
- praktischer Aufbewahrungstasche unter dem Sitz,
- Netzbecherhalter und 1016 mm Hüftgurt
- extra große Fußplatte
- gefaltete Größe: 630 x 355 x 770 mm

Pride i-Go Lite



Einfach, praktisch und ultraleicht. Der brandneue i-Go® Lite wiegt durch das Carbongestell nur 19,8 kg. Damit ist er unser bisher leichtester Elektrorollstuhl! Mit einem integrierten USB-Anschluss können Sie reisen und mit der Welt um Sie herum in Verbindung bleiben. Dank seiner flugtauglichen Batterien sind Ihnen keine Grenzen gesetzt - entfalten Sie sich einfach und fahren Sie los, für ein neues Abenteuer.

- einstellbare Steuerposition
- elegantes Carbonfaser-Design
- einfaches One-Touch-Faltsystem
- kompakte Leichtbauweise
- integrierter USB-Ladeport

| Technische Daten | |
|------------------------|---------------|
| Maße in cm | |
| Gesamtbreite | 62 |
| Gesamtlänge | 110 |
| Wendekreis | 65 |
| Bodenfreiheit | |
| max. Belastbarkeit | 120 kg |
| Reichweite | bis zu 20 km* |
| Gewicht ohne Batterien | 27,8 kg |
| Batterien | 1x 20Ah |
| Räder vorne / hinten | |
| 8" / 12" | |
| Ausstattung: | Rückentasche |
| Farben: | schwarz |

| Technische Daten | |
|------------------------|-------------------------|
| Maße in cm | |
| Gesamtbreite | 61 |
| Gesamtlänge | 94 |
| Wendekreis | 90 |
| Bodenfreiheit | |
| max. Belastbarkeit | 135 kg |
| Reichweite | bis zu 20 km* |
| Gewicht ohne Batterien | 18 kg |
| Batterien | 1x 12Ah |
| Räder vorne / hinten | |
| 7" / 8,5" | |
| Ausstattung: | Staufach unter dem Sitz |
| Farben: | schwarz |

* Die Reichweite kann je nach Wetterlage, Fahrweise, Zuladung und Streckenprofil variieren.

Zentrale-Rufnummer: 0800 50 39 100

sanaflair  *Wir sind für Sie da!*
Kompetenz für Ihre Gesundheit

Sanitätshaus Brüggen

Borner Straße 32
41379 Brüggen
Tel. 0 21 63 - 98 53 998

Sanitätshaus Dülken

Corneliusstr. 8
41751 Viersen-Dülken
Tel. 0 21 62 - 45 03 30

Sanitätshaus Korschenbroich

Hindenburgstr. 5
41352 Korschenbroich
Tel. 0 21 61 - 40 22 888

Sanitätshaus Moers

Scherpenberger Straße 2
47443 Moers
Tel. 0 28 41 - 78 18 55 20

sanaflair  **mobil** *Wir machen Sie mobil!*
Kompetenz für Ihre Gesundheit

**Mobilitätszentrum
Heinsberg**

Markt 18
52525 Heinsberg
Tel. 0 24 52 - 98 84 500

**Mobilitätszentrum
Mönchengladbach**

Rathenaustr. 9
41061 Mönchengladbach
Tel. 0 21 61 - 29 34 512

**Mobilitätszentrum
Mönchengladbach-Rheydt**

Dahlener Straße
41061 Mönchengladbach
Tel. 0 21 61 - 29 34 512

**Mobilitätszentrum
Viersen-Dülken**

Viersener Straße 61a
41751 Viersen-Dülken
Tel. 0 21 62 - 50 39 120

**Mobilitätszentrum
Wegberg**

Gladbacher Straße 33
41844 Wegberg
Tel. 0 24 52 - 98 84 500

Unsere Öffnungszeiten



Sie finden uns auch im Internet
www.sanaflair.de